





ANTERIORI SUPERIORI



ANTERIORI INFERIORI



STRATIFICAZIONE ACRILICA



I denti soddisfano tutti requisiti della normativa ISO 22112:2005 «denti artificiali per protesi».


**MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-
PREZZO**





TABELLA DI COMBINAZIONE DEI DENTI

POSTERIORI



ANTERIORES/ ANTERIORI		POSTERIORES/ POSTERIORI
upper/ superiori	lower/ inferiori	
11	42/43	81/83
12	41/44	82/84
13	41/44	82
14	44/45	82/84
15	44/45	82/84
21	43	83
22	44	82/84
23	45	84
24	45	84
31	42	81
32	41/44	82

I denti acrilici ANIS sono prodotti in Russia dal 2008. La produzione è caratterizzata da un rigoroso controllo di qualità, è conforme al sistema di gestione della qualità ISO 13485 e ha un certificato Europeo CE.

I denti ANIS sono stati testati dal principale laboratorio mondiale per lo studio dei materiali dentali, il "Nordic Institute of Dental Materials". La conclusione mostra che il prodotto soddisfa lo standard mondiale di qualità per i denti artificiali ISO 22112.

Durante i test i denti sono stati esposti ad influenze (all'azione) termomeccaniche e chimiche. I denti ANIS hanno un'ottima adesione alla base, sono resistenti a scolorimento, deformazione e alle screpolature. Definiscono nella costanza del colore sotto varie influenze su di loro e riproducono fedelmente la colorazione VITA A1-D4.

Studi di vari istituti odontoiatrici dimostrano, che i denti ANIS hanno un'eccellente forza e resistenza all'abrasione.

**II PRODOTTO RISPETTA LE NORMATIVE:
CEE 93/42, DIRETTIVA 47/2007**

